

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Survivina Para Wb, Elisa - O15392

Número de artículo: CM0007121



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Survivina humana (BIRC5), validado para WB y ELISA. La Survivina es una proteína de doble función que inhibe la apoptosis y regula la mitosis, lo que la convierte en un biomarcador clave en la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Survivina
Observaciones/Alias	API4; EPR-1; Survivina
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	332
ID del gen	332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la Survivina humana (NP_001159.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15392
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo