

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Supervivina Para Wb, Elisa - O15392

Número de artículo: CM0021626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Supervivina (BIRC5/API4), recomendado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Supervivina Conejo pAb
Observaciones/Alias	API4; EPR-1; Supervivina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	332
ID del Gen	332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la Supervivina humana (NP_001159.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15392
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo