

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Supervivencia Para Wb, If/Icc - O15392

Número de artículo: CM0023906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Supervivencia humana (BIRC5, O15392) validado para WB e IF/ICC. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para investigación en apoptosis y división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Supervivencia
Observaciones/Alias	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
Especie	Humano
ID del Gen	332 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la Supervivencia humana (NP_001159.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O15392
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo