

Anticuerpo Anti-Survivin Polimab® De Conejo Para Wb Y Elisa - O15392

Número de artículo: CM0006506



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a Survivin humano (BIRC5, O15392) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre apoptosis, ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Survivin PolimAb® de Conejo
Observaciones/Alias	API4; EPR-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	332
GeneID	332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de Survivin humano (NP_001159.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15392
Peso Proteico	8-18 kDa
Envío	Bolsa de hielo