

Anticuerpo Policlonal Anti-Suv39H2 Para Wb, Elisa, Chip - Q9H5I1

Número de artículo: CM0024877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SUV39H2 humano (KMT1B), validado para WB, ELISA y ChIP. Ideal para investigación en epigenética sobre metilación de histonas, heterocromatina y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUV39H2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KMT1B; SUV39H2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79723
ID de Gen	79723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-350 del SUV39H2 humano (NP_001180354.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H5I1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa con hielo