

Anticuerpo Policlonal Anti-Syce1 Para Wb, Elisa - Q8N0S2

Número de artículo: CM0027499

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo grado IVD dirigido contra SYCE1 humano (CT76) para WB y ELISA. Diseñado con inmunógeno conservado, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de meiosis y del complejo sinaptonémico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYCE1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Especie	Humano
GeneID	93426
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-351 de SYCE1 humano (NP_001137236.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N0S2
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo