

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sycp3 Para Wb, Elisa - Q8Izu3

Número de artículo: CM0027490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína SYCP3 humana, una proteína específica del testículo del complejo sinaptonémico esencial para la meiosis y la fertilidad masculina. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SYCP3
Observaciones/Alias	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	50511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-236 de la SYCP3 humana (NP_710161.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8IZU3
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo