

Anticuerpo Monoclonal Anti-Syk Para Wb, Ip, If, Fc, Elisa - P43405

Número de artículo: CM0009235



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Syk humano, validado para WB, IP, IF, FC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la señalización del BCR, estudios de inmunorreceptores e investigación hematológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Syk Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk
Especie	Humana
GeneID (humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 251-350 de Syk humano (NP_003168.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P43405
Peso de la proteína	72kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo