

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Syk Para Wb, If/Icc, Elisa - P43405

Número de artículo: CM0020864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SYK humano (p72-Syk), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización del receptor de células B e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Syk Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk; Syk
Especie	Humano
GeneID	6850 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 250-350 de Syk humana (NP_001128524.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo