

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sympk Para Wb/Elisa - Q92797

Número de artículo: CM0029786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SYMPK humano (Symplekin). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de procesamiento de ARNm de histonas, biología de uniones estrechas y poliadenilación de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SYMPK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Especie	Humano
GeneID	8189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-530 de la SYMPK humana (NP_004810.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92797
Peso molecular de la proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo