

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Synapsin-1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Número de artículo: CM0004477

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Synapsin-1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige a la fosfoproteína de vesículas sinápticas crítica para la liberación de neurotransmisores y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Synapsin-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6853
GeneID	6853
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 401-500 de Synapsin-1 humano (NP_008881.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17600
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo