

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sinapsina II Para Wb, If-P, Elisa - Q92777

Número de artículo: CM0002183

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Sinapsina II validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación de sinapsis y liberación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sinapsina II Conejo mAb
Observaciones/Alias	SYNII; Sinapsina II
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6854
GenelD	6854
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la Sinapsina II humana (Q92777).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92777
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo