

Anticuerpo Policlonal Anti-Synaptophysin Para Wb, Ip, If, Ihc - P08247

Número de artículo: CM0027282

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Synaptophysin humana (34kDa) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de vesículas sinápticas y estudios de trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Synaptophysin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-313 de la Synaptophysin humana (NP_003170.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08247
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo