

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sinaptofisina Para Wb, If, Elisa - P08247

Número de artículo: CM0002692

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la sinaptofisina humana. Validado para WB, IF y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para estudiar la biología de las vesículas sinápticas y la plasticidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Sinaptofisina
Observaciones/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Sinaptofisina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6855
GeneID	6855
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la sinaptofisina humana (NP_003170.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08247
Peso proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo