

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sinaptofisina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Número de artículo: CM0008990

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra sinaptofisina (Humano, Ratón, Rata) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal para el estudio de la biología de las vesículas sinápticas, la plasticidad y la neuropatología. Este anticuerpo se dirige al marcador presináptico sinaptofisina, permitiendo una detección fiable en tejido cerebral y neuronas cultivadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-sinaptofisina de conejo
Observaciones/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6855
GenelD	6855
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08247
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo