

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syndecan 3 Para Wb, Elisa - O75056

Número de artículo: CM0002351

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Syndecan-3 humano (SDC3, O75056) validado para Western blotting y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de los proteoglicanos de la superficie celular y la organización del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Syndecan 3
Observaciones/Alias	SDCN; SYND3; Syndecan 3
Especie	Humano
GeneID	9672
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de Syndecan 3 humano (O75056).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75056
Peso molecular de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo