

Anticuerpo Policlonal Anti-Syne3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Número de artículo: CM0018206



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SYNE3 (Nesprin-3) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios del complejo LINC y posicionamiento nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYNE3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	161176
GeneID	161176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 740-920 de SYNE3 humano (NP_689805.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6ZMZ3
Peso Molecular	112kDa
Envío	Bolsa de hielo