

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syngap Para Wb Y Elisa - Q96Pv0

Número de artículo: CM0002694

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a SynGAP humano (148 kDa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización sináptica, plasticidad y trastornos del espectro autista.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SynGAP
Observaciones/Alias	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8831
ID del Gen	8831
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PV0
Peso Molecular de la Proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo