


Anticuerpo Policlonal Anti-Synj1 Para Wb Y Elisa - O43426

Número de artículo: CM0019919



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SYNJ1 humana (sinaptojanina-1), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta SYNJ1 humana y de rata (~173 kDa), una fosfoinosítido fosfatasa implicada en la endocitosis sináptica y la enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SYNJ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
Especie	Humana
GeneID (humano)	8867
GeneID	8867
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 100-200 de SYNJ1 humana (NP_003886.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	O43426
Peso molecular	173 kDa
Envío	Bolsa de hielo