

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Synpo Para Wb, Elisa - Q8N3V7

Número de artículo: CM0018327

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Sinaptopodina humana (SYNPO), validado para WB y ELISA. Detecta dianas de humano, ratón y rata. Útil para estudios de dinámica de actina en espinas dendríticas y procesos pediculares de podocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SYNPO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SYNPO
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11346
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 820-920 de SYNPO humano (NP_001159680.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N3V7
Peso de la proteína	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo