

Anticuerpo Policlonal Anti-Synpo (Sinaptopodina) Para Wb, Elisa - Q8N3V7

Número de artículo: CM0027301

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SYNPO (Sinaptopodina) humana validado para WB y ELISA. Detecta niveles endógenos en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de espinas dendríticas y podocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYNPO pAb de conejo
Observaciones/Alias	SYNPO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11346
GeneID	11346
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de SYNPO humana (NP_001159680.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N3V7
Peso Molecular	99kDa
Envío	Bolsa de hielo