

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Synpo2L Para Wb, Elisa - Q9H987

Número de artículo: CM0030031

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SYNPO2L validado para WB y ELISA. Detecta SYNPO2L humano y de ratón (~102 kDa), ayudando en la investigación de la modulación de la forma basada en actina y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SYNPO2L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SYNPO2L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79933
GeneID	79933
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 700-800 de SYNPO2L humano (NP_001107605.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9H987
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo