

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sintafilina (Snph) Para Wb, Elisa - O15079

Número de artículo: CM0013751

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la SNPH humana (Sintafilina). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la inhibición del complejo SNARE y la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNPH pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SNPH; bA314N13.5
Especie	Humano
ID de Gen	9751
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-425 de la SNPH humana (NP_055538.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Polic Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15079
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo