

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syntaxina 16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14662

Número de artículo: CM0008967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Syntaxina 16 para WB, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Dirige su acción contra una proteína SNARE implicada en el transporte vesicular desde endosomas tardíos al trans-Golgi. Ideal para investigación en tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb anti-Syntaxina 16 de conejo
Abreviaturas/Alias	SYN16; SYN-16; Syntaxin 16
Especie	Humano
ID del gen	8675
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de la Syntaxina 16 humana (O14662)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14662
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo