

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syntaxina 3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13277

Número de artículo: CM0011852

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Syntaxina 3 humana (Q13277), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico de membrana y transporte de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Syntaxina 3
Observaciones/Alias	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxina 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6809
GeneID	6809
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la Syntaxina 3 humana (Q13277)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13277
Peso molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo