

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Syntaxina (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Número de artículo: CM0003848

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra syntaxina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce syntaxina-1A/1B/2/3 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de exocitosis mediada por SNARE y función neuronal.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de conejo contra syntaxina                                                                                                         |
| Observaciones/Alias           | STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxina                                                                                                       |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)               | 6804/112755/2054/6809                                                                                                                  |
| GeneID                        | 6804/112755/2054/6809                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la syntaxina humana (P61266) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación                    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS                         | Q16623/P61266/P32856/Q13277                                                                                                            |
| Peso molecular de la proteína | 33 kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                         |