


Anticuerpo Policlonal Anti-Syntenin-1 (Mda-9) Para Wb, If/Icc, Elisa - 000560

Número de artículo: CM0027275



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Syntenin-1 (MDA-9) humana para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la biogénesis de exosomas, la señalización de TGF-beta y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Syntenin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Syntenin
Especie	Humano
GeneID (humano)	6386
GeneID	6386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la Syntenin humana (NP_001007068.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00560
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo