

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sintrofina Alfa 1 Para Wb Y Elisa - Q13424

Número de artículo: CM0003651

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Sintrofina alfa 1 humana (Q13424). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo distrofina y la sinapsis neuromuscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Sintrofina alfa 1
Observaciones/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Sintrofina alfa 1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6640
GenelD	6640
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Sintrofina alfa 1 humana (Q13424)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13424
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo