

Anticuerpo Policlonal Anti-Sintrofina Alfa 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13424

Número de artículo: CM0023626

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Sintrofina alfa 1 humana (SNTA1). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el complejo distrofina y la sinapsis neuromuscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sintrofina alfa 1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187J4.5; Sintrofina alfa 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6640
ID del Gen	6640
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de la Sintrofina alfa 1 humana (NP_003089.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13424
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo