

Anticuerpo Policlonal Anti-Sypl1 Para If/Icc, Elisa - Q16563

Número de artículo: CM0021271

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SYPL1 validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Reacciona con la proteína 1 similar a sinaptofisina humana (pantofisina), una proteína de membrana involucrada en el tráfico de vesículas citoplasmáticas. Ideal para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYPL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SYPL; H-SP1; SYPL1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6856
ID de Gen	6856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-120 de SYPL1 humano (NP_006745.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16563
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo