

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Syt11 Para Wb, If, Elisa - Q9Bt88

Número de artículo: CM0029412

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la sinaptotagmina-11 humana (SYT11), validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta SYT11 endógena en muestras humanas, de ratón y rata, con un peso molecular predicho de 48 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYT11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SYT12; sytXI; SYT11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23208
GeneID	23208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-200 de la SYT11 humana (NP_689493.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BT88
Peso de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo