


Anticuerpo Policlonal Anti-Syt4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Número de artículo: CM0027808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Sinaptotagmina-4 (SYT4) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre tráfico de vesículas de núcleo denso neuronales y formación de dendritas en melanocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HsT1192; SYT4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6860
GeneID	6860
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-190 de la SYT4 humana (NP_065834.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2B2
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo