

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Syt6 Para Wb, Elisa - Q5T7P8

Número de artículo: CM0020484

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SYT6 validado para WB y ELISA. Reconoce la sinaptotagmina-6 humana, de ratón y de rata, un sensor de calcio en el tráfico vesicular y la exocitosis. Ideal para neurociencia e investigación de secreción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYT6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	sytVI; SYT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	148281
GeneID	148281
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de SYT6 humana (NP_001257734.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5T7P8
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo