

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Syt7 Para Wb Y Elisa - O43581

Número de artículo: CM0014459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Sinaptotagmina-7 humana (SYT7), validado para Western blot (WB) y ELISA. SYT7 es un sensor de calcio esencial para la exocitosis lisosomal, la reparación de membranas y la facilitación sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYT7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9066
ID del Gen	9066
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-170 de SYT7 humana (NP_004191.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43581
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo