

Anticuerpo Monoclonal Recombinante De Conejo Anti-T-Bet/Tbx21 Para Wb - Q9UI17

Número de artículo: CM0005816

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-T-bet/Tbx21 de alta especificidad (PolymAb®) validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reconoce T-bet humano, de ratón y de rata; ideal para investigación del linaje Th1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolymAb® de Conejo T-bet/Tbx21
Observaciones/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30009
GeneID	30009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-535 del T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal Recombinante
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL17
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo