

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-T1R3/Tas1R3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Número de artículo: CM0007342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido a T1R3/TAS1R3, una subunidad clave del receptor gustativo para la percepción dulce y umami. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	T1R3/TAS1R3 mAb de conejo
Notas/Alias	T1R3
Especie	Humano
GeneID	83756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-570 de T1R3/TAS1R3 humano (NP_689414.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7RTX0
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo