

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Taar1 Para Wb, Elisa - Q96Rj0

Número de artículo: CM0024386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TAAR1 humano (receptor 1 asociado a aminos traza), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAAR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	134864
ID del Gen	134864
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Rj0
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo