


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tab2 (Map3K7Ip2) Para Wb, Elisa - Q9Nyj8

Número de artículo: CM0027433



Introducción

Explore el anticuerpo policlonal de conejo anti-TAB2 para aplicaciones de WB y ELISA. Se dirige al TAB2 humano, de ratón y de rata (UniProt Q9NYJ8), un adaptador clave en la señalización de NF-κB y JNK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23118
ID de Gen	23118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-620 del TAB2 humano (NP_055908.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYJ8
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo