

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tab3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5C8

Número de artículo: CM0018991

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TAB3 humano (NAP1/MAP3K7IP3). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de señalización NF-κB y JNK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAP1, MAP3K7IP3, TAB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	257397
GeneID	257397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-480 de TAB3 humano (NP_690000.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5C8
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo