


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tac1 Para Wb, Elisa - P20366

Número de artículo: CM0019066



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TAC1 validado para WB y ELISA. Reconoce TAC1 humano y de rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-129. Ideal para investigación en neurociencia e inflamación relacionada con la señalización de la sustancia P y taquicinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo TAC1
Observaciones/Alias	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6863
ID Gen	6863
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-129 de TAC1 humano (NP_003173.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P20366
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo