


Anticuerpo Policlonico Anti-Tac3 De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - Q9Uhf0

Número de artículo: CM0025737



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra TAC3 humano (Taquicinina-3), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de neuropéptidos y función gonadal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAC3 Rabbit pAb
Notas/Alias	NK3; NKB; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6866
GeneID	6866
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHF0
Peso Molecular	13kDa
Envío	Bolsa de hielo