

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Tacc3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6A5

Número de artículo: CM0003750



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo TACC3 de alta calidad para la detección de TACC3 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para el estudio de la dinámica de los centrosomas, la mitosis y la progresión del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nombre del producto | TACC3 Rabbit mAb                    |
| Observaciones/Alias | ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3 |
| Especie             | Humano                              |
| ID del gen (Humano) | 10460                               |
| ID del gen          | 10460                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                   |
| Origen              | Conejo                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA            |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                 |
| SWISS               | Q9Y6A5                              |
| Peso de la proteína | 90kDa                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                      |