

Anticuerpo Policlonal Anti-Taco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsh4

Número de artículo: CM0017273

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TACO1 humano, un activador de la traducción mitocondrial del citocromo c oxidasa I. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación de enfermedades mitocondriales y de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TACO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	51204
GeneID	51204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-297 de TACO1 humano (NP_057444.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BSH4
Peso molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo