

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tacr3 Para Wb Y Elisa - P29371

Número de artículo: CM0027970



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor TACR3 humano (receptor de Neuromedina-K). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 356-465). Ideal para investigación de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TACR3
Observaciones/Alias	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6870
GeneID	6870
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 356-465 del TACR3 humano (NP_001050.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29371
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo