


Anticuerpo Policlonal Anti-Tada2A Para Wb, Elisa - 075478

Número de artículo: CM0030534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TADA2A (ADA2) humano. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Adecuado para estudios de remodelación de cromatina y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TADA2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Especie	Humano
ID del Gen	6871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-443 de TADA2A humano (NP_001159577.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075478
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo