

Anticuerpo Policlonal Anti-Tada2B Para Wb, Elisa - Q86Tj2

Número de artículo: CM0013314

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al adaptador transcripcional 2-beta (TADA2B), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Adecuado para estudios de transcripción dependiente de PAX5 y regulación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TADA2B Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	ADA2B; ADA2(beta); TADA2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	93624
GeneID	93624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-322 del TADA2B humano (NP_689506.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86TJ2
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo