

Anticuerpo Policlonal Anti-Tada3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075528

Número de artículo: CM0024880

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TADA3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce TADA3 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional y complejos de histona acetiltransferasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TADA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10474
GeneID	10474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-369 de TADA3 humano (NP_597814.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075528
Peso Molecular	49kDa
Envío	Bolsa de hielo