

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Taf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21675

Número de artículo: CM0014647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la TAF1 humana, la subunidad más grande de TFIID. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCG5; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6872
GeneID	6872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 990-1250 de la TAF1 humana (NP_620278.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21675
Peso de la proteína	213kDa
Envío	Bolsa de hielo