

Anticuerpo Policlonal Anti-Taf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Número de artículo: CM0030436



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo anti-TAF15 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Esencial para el estudio de la iniciación de la transcripción y los mecanismos de unión a ARN en tejidos humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAF15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8148
GeneID	8148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la TAF15 humana (NP_631961.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92804
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo