

Anticuerpo Policlonal Anti-Taf1C Para Wb, Elisa - Q15572

Número de artículo: CM0030055

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TAF1C humana, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta TAF1C en muestras de humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar la transcripción de la ARN polimerasa I y la función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAF1C pAb de conejo
Observaciones/Alias	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
Especie	Humana
GeneID (humano)	9013
GeneID	9013
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-320 de TAF1C humana (NP_001230085.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15572
Peso de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo